


zu beziehen bei
sold by
www.conatex.com



Experimentier – Heizplatte 230 V AC 150 W



ANWENDUNG

- zum Erwärmen von Flüssigkeiten und als Wärmestrahler
- berührungssicher
- mit Schuko - Anschluss für Gerätesteckdose
- durch Randwulst - kein Abrutschen des Becherglases

BEDIENUNG

- Befestigung an Stativ - System
- Netzanschluss mit Kaltgeräte-Anschlussleitung herstellen (nicht im Lieferumfang)
- berühren der Heizplatte nur am Kunststoff - Griff

TECHNISCHE DATEN

Anschluss 230 V
Leistung 150 W
Platten - Durchmesser 80 mm (ohne Randwulst)
Stativstab - Durchmesser 10 mm
Stativstab - Länge 75 mm
Gewicht 0,4 kg